

## 2018年度放射線関連主要医療機器点検計画

慶應義塾大学病院

## 【一般撮影装置】

撮影室	製造元	型式	製造番号	用途	定期点検	点検周期	点検予定日
A-3	キャノンメディカル	MRAD-A80S/A3(KXO-80SS/N3,DST-1000A×2)	A3C1832009	一般	部内	1年	スポット
A-4	東芝メディカル	MRAD-A80S/YY(KXO-80S/J3,DST-100S×2)	YYA0927004	一般	部内	1年	スポット
A-5	東芝メディカル	MRAD-A80S/YY(KXO-80S/J3,DST-100S,DST-100S)	YYA0927006	一般	部内	1年	スポット

## 【CT装置】

撮影室	製造元	型式	製造番号	用途	定期点検	点検周期	点検予定日
1号室	GEヘルスケア・ジャパン	Discovery CT750HD	QY-0016	全身用CT	委託	3ヶ月	4/20, 7/20, 10/19, 1/11
2号室	GEヘルスケア・ジャパン	Revolution CT	REVO20	全身用CT	委託	3ヶ月	5/25, 8/17, 11/16, 2/15
3号室	東芝メディカルシステムズ	TSX-301C/1A(Aquilion ONE)	1AB12Z20241	全身用CT	委託	3ヶ月	4/27, 8/3, 11/9, 2/1

## 【CT造影剤注入装置】

撮影室	製造元	型式	製造番号	用途	定期点検	点検周期	点検予定日
1号室	根本杏林堂	デュアルショット GX	DCD00233	インジェクター	委託	1年	11/7
2号室	根本杏林堂	デュアルショット GX 天井懸垂	DCD01830	インジェクター	委託	1年	10/3
3号室	根本杏林堂	デュアルショット GX 天井懸垂	DCD001917	インジェクター	委託	1年	9/10

## 【MRI装置】

撮影室	製造元	型式	製造番号	用途	定期点検	点検周期	点検予定日
1号室	GEヘルスケア・ジャパン	Signa HD ES 1.5T	YM1511	全身用MRI	委託	3ヶ月	6/14, 9/14, 12/14, 3/15
3号室	GEヘルスケア・ジャパン	Optima 450W	EM0127	全身用MRI	委託	3ヶ月	5/11, 8/2, 11/2, 2/1
5号室	GEヘルスケア・ジャパン	Signa HDxt 1.5T	YM1690	全身用MRI	委託	3ヶ月	4/6, 7/6, 10/4, 1/10

## 【MRI造影剤注入装置】

撮影室	製造元	型式	製造番号	用途	定期点検	点検周期	点検予定日
1号室	根本杏林堂	ソニックショット 50	AM00203	インジェクター	委託	1年	6/14
3号室	根本杏林堂	ソニックショット 7	EMA10176	インジェクター	委託	1年	8/2
5号室	根本杏林堂	ソニックショット GX	CMA01313	インジェクター	委託	1年	10/4

## 【核医学検査装置】

撮影室	製造元	型式	製造番号	用途	定期点検	点検周期	点検予定日
SPECT検査室	GEヘルスケア・ジャパン	Discovery NM/ 630	22044	SPECT	委託	4ヶ月	7/23, 11/17, 3/6
SPECT/CT 2	GEヘルスケア・ジャパン	Discovery NM/CT 670 Pro	94BH3	SPECT/CT	委託	4ヶ月	4/13, 7/11, 10/10, 1/23
SPECT/CT 3	GEヘルスケア・ジャパン	Discovery NM/CT 670 Pro	93BH5	SPECT/CT	委託	4ヶ月	4/12, 7/4, 10/5, 1/9
PET/CT 1	シーメンス・ジャパン	Biograph mCT40	11063	PET/CT	委託	4ヶ月	4/20, 7/20, 10/19, 1/18
PET/CT 2	シーメンス・ジャパン	Biograph mCT64	11059	PET/CT	委託	4ヶ月	4/20, 7/20, 10/19, 1/18

## 【核医学検査造影剤注入装置】

撮影室	製造元	型式	製造番号	用途	定期点検	点検周期	点検予定日
PET/CT 1	根本杏林堂	デュアルショット GX 天井懸垂	GCAF0100	インジェクター	委託	1年	8/27
PET/CT 2	根本杏林堂	デュアルショット GX 天井懸垂	GCAF0101	インジェクター	委託	1年	8/28
SPECT/CT 3	根本杏林堂	デュアルショット GX 天井懸垂	GCAF0097	インジェクター	委託	1年	8/24

\* 上記以外の検査装置情報や点検記録の閲覧が必要な場合は担当CRCへお問い合わせください。